

# Restylane sub-Q

Restylane sub-Q è un prodotto della famiglia Restylane e si basa sullo stesso gel di tutti gli altri prodotti Restylane. Esso è un gel sterile contenente acido ialuronico stabilizzato di origine sintetica (NASHA) ed è previsto per il modellamento dei contorni del viso e gli importanti riempimenti volumetrici (mento, zigomo, etc).

Dopo l'iniezione si possono verificare alcune reazioni, peraltro comuni a qualsiasi tipo di infiltrazione, quali rossore, gonfiore, sensibilità, dolore, ecchimosi, ematoma o prurito nel punto di impianto e che normalmente tutti i fenomeni sopraelencati si risolvono spontaneamente entro una o due settimane.

Altre reazioni assolutamente rare (un paziente su diecimila) sono eventi di ipersensibilità locale che consistono clinicamente in gonfiore ed indurimento nell'area di impianto, talvolta esteso ai tessuti circostanti. Talvolta viene riferito rossore, dolorabilità e più raramente, pustole acneiformi. Tali reazioni si sono manifestate alcuni giorni dopo l'iniezione o dopo alcune settimane e sono state descritte come leggere-moderate, autolimitanti e della durata media di due settimane. In rari casi queste reazioni si sono protratte per alcuni mesi.

Il restylane sub-Q sebbene sia un prodotto di lunga durata (9-18 mesi) non è permanente e comunque gli effetti sono sempre molto variabili ed individuali. Il tipo di pelle, lo stile di vita, l'attività muscolare possono influenzare risultati e durata, sebbene i ritocchi ed un mantenimento di follow-up contribuiscono a sostenere il grado di correzione desiderato.

## Consigli post trattamento

Non toccare o truccare l'area trattata per le prime ore successive al trattamento  
Non esporre l'area trattata a calore o freddo intensi finchè il gonfiore o il rossore scompaiono

Un leggero arrossamento, gonfiore, dolorabilità e sensazione di prurito nell'area trattata sono da ritenersi una normale conseguenza dell'iniezione: sono temporanee e di solito scompaiono entro pochi giorni; nelle labbra si risolvono in una settimana, in caso di trattamento con restylane sub-Q persistono fino a due settimane.

Le iniezioni possono contribuire a causare una eruzione di herpes simplex facciale

L'assunzione di aspirina o farmaci analoghi, può determinare l'aumento del sanguinamento nel punto di iniezione e di eventuali ecchimosi.

I prodotti che contengono lidocaina riducono la sensazione di dolore e la temperatura dell'area trattata per circa un'ora o due dopo l'iniezione. Porre attenzione al contatto con bevande o cibo caldi.

Di norma è consigliato un trattamento di follow-up dopo 4-6 mesi sia per perlane che per vital, mentre nel caso del sub-Q dopo un anno.