

## LA TECNOLOGIA NASHA DI Q-MED

*I filler NASHA™ frutto della tecnologia Q-MED sono in grado di comportarsi sempre nel modo più adatto secondo l'inetetismo e i risultati di armonia e naturalezza che si cercano, grazie alle diverse formulazioni che si differenziano solo per la loro maggiore o minore densità. Data la loro caratteristica di dar volume ai tessuti, sono usati principalmente per cancellare rughe e segni d'espressione, ma anche per correggere molti altri inetetismi, costituzionali o dovuti all'età*

### RESTYLANE PER IL VISO

**Restylane** è il NASHA nella formulazione base e resta a tutt'ora il più indicato per cancellare le rughe nasogeniene (tra la bocca e il naso) e le glabellari (tra le sopracciglia), ma anche per rialzare il sopracciglio, gli angoli della bocca, la punta del naso e ricostruire il filtro nasale e il 'delta di Cupido'. Oggi Restylane è disponibile anche nella versione '**Lidocaine**', formulata con l'aggiunta di una piccolissima percentuale di anestetico locale che rende più confortevole il trattamento.

**Restylane Perlane**, a particelle di dimensioni maggiori, è il filler più adatto, oltre che per il trattamento delle rughe più marcate, anche per ridisegnare i profili del volto: riempire le guance e la zona paramentoniera, sottolineare gli zigomi, alzare la punta del naso. In modo leggero ma complessivamente ben evidente ed estremamente naturale. Anche **Restylane Perlane** è oggi disponibile nella versione '**Lidocaine**' per rendere del tutto indolore il trattamento.

**Restylane Touch**, studiato per i riempimenti di superficie, è il filler della gamma che offre la consistenza più fluida. Si usa per far scomparire le rughette infinitesimali, come quelle della parte inferiore del viso e appena sotto il mento, quelle 'a carta geografica' sulle guance, le rughe che, a raggiera, incorniciano gli occhi, quelle verticali sul labbro superiore.

**Restylane Lipp**, appositamente studiato per essere iniettato nella mucosa labiale, è il prodotto d'elezione per aumentare il volume delle labbra sottili o assottigliate dall'età, mantenendo però un aspetto sempre straordinariamente naturale. Il risultato estetico che **Restylane Lipp** procura è di tipo dinamico e tridimensionale: la bocca si arrotonda, le labbra si estroflettono, con un effetto non artefatto e molto accattivante, anche di profilo.

**Restylane Sub-Q** è un NASHA ad alta densità studiato per dare volume ad ampie zone del viso, capace di rispondere a esigenze estetiche diverse dalla correzione delle rughe. Consente di riempire gli zigomi che l'età tende ad appiattire, dare 'carattere' a un mento sfuggente e molto altro. **Restylane Sub-Q** ha la capacità di aderire perfettamente al luogo di innesto e il turgore che acquisisce per idrofilia ha la stessa consistenza del tessuto in cui viene collocato.

**Restylane Vital e Restylane Vital Light** sono i prodotti della linea di acido ialuronico NASHA™ formulata per rispondere ai differenti bisogni di apporto idrico nel derma, destinati a zone diverse e a diversi tipi di pelle. Iniettati nel derma con una serie di micro-iniezioni distanziate di circa un centimetro, i prodotti **Restylane Vital** idratano in profondità con effetto *long lasting*, regolando l'equilibrio idrico grazie alla capacità dinamica di legare acqua (**Hydrobalance**) e restituendo alla pelle un aspetto fresco, luminoso e sano.

**Restylane Vital Injector e Vital Light Injector** è una speciale 'penna' dal design ergonomico, munita di un minuscolo ago, che può sostituire la siringa tradizionale. Studiata per offrire *performances* migliori nei trattamenti di idratazione profonda con Restylane Vital, il nuovo strumento iniettivo permette di trattare anche zone estese con una distribuzione del prodotto perfetta e omogenea. Rende più facile il trattamento della pelle particolarmente delicata o sensibile e delle zone, come collo, spalle, décolleté e dorso delle mani, dove la cute è più sottile.

La nuova versione perfezionata del dispositivo oggi utilizza sofisticati aghi a parete sottile di tecnologia giapponese. Ciò significa che il trattamento iniettivo è possibile con un ago più piccolo nelle sue dimensioni esterne, ma con la stessa capacità di un ago tradizionale. Anche la punta è più fine e più appuntita per una penetrazione più 'dolce'. Non solo. L'ago è rivestito di una guaina siliconica che garantisce minor attrito e migliore scorrevolezza per il massimo comfort d'uso.

## **MACROLANE PER IL CORPO**

**Macrolane** è il primo gel iniettivo che consente di rimodellare in modo naturale i profili del corpo senza il ricorso alla chirurgia. E' un NASHA a macromolecole supportato da anni di ricerca, studi e sperimentazioni cliniche. Può essere usato per valorizzare il décolleté, i glutei e i polpacci; ridefinire e arrotondare i contorni della silhouette; riempire i vuoti lasciati da liposuzioni o le cicatrici causate da traumi o interventi chirurgici; scolpire i 'pettorali' maschili; riempire e ringiovanire l'aspetto delle mani, migliorare i cedimenti dell'interno braccia.

**Q- MED** è una multinazionale svedese con sede a Uppsala, in Svezia, che produce e commercializza impianti biotecnologici per la medicina, con filiali e distributori in oltre 70 Paesi del mondo.

La gamma di prodotti per l'estetica sono a base di acido ialuronico prodotto per biosintesi secondo la tecnologia brevettata NASHA (*Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid*). Il processo di stabilizzazione del NASHA (necessario per garantire una lunga durata) si avvale di un numero minimo di legami sintetici e stabilizza invece la struttura della molecola moltiplicando il numero dei legami naturali. La tecnologia NASHA, documentata negli anni da studi clinici e pubblicazioni scientifiche, provoca in questo modo solo una minima modifica della molecola (circa l'1%) mantenendo inalterata la naturalità del prodotto e la sua biocompatibilità.

**Info:** numero verde 800.216207 - [www.restylane.it](http://www.restylane.it) - [www.macrolane.it](http://www.macrolane.it)