

“COMFORT FEEL”

PAROLA D'ORDINE DELLA MEDICINA ESTETICA

Cure sempre piu' mirate, trattamenti sempre più dolci. E' questo l'obiettivo cui la medicina estetica si rivolge da tempo. Oggi il traguardo è più vicino grazie al 'mix' delle nuove proposte Q-Med per il ringiovanimento del viso, capaci di combinare diverse azioni - modellare, correggere, ringiovanire - in modo sempre più facile e rassicurante. Un vero e proprio 'sistema' per la soluzione di tutti gli inestetismi che invecchiano il viso con un denominatore comune: minima invasività, massimo comfort.

Modellare e correggere

La versatilità della gamma Restylane (l'acido ialuronico stabilizzato frutto della tecnologia NASHA™) consente un'azione di rimodellamento del volto nel suo insieme e non solo la correzione delle singole rughe. Una tecnica di ringiovanimento praticata da tempo con eccellenti risultati *full face*. A **Restylane Sub-Q**, il gel dalla consistenza più densa, è affidato il compito di **modellare** il profilo di zigomi e mento, mentre **Restylane** e **Restylane Perlane** sono strumenti perfetti nelle mani del medico estetico sia per ridefinire l'ovale del viso, (riempiendo leggermente le guance e la zona paramentoniera, minimizzando l'antiestetico 'scalino' ai lati del mento), sia per **correggere** molti altri inestetismi che, oltre le rughe, invecchiano il viso: rialzare il sopracciglio e gli angoli della bocca, livellare le tempie e il solco lacrimale, migliorare il profilo delle orecchie, 'liftare' la punta del naso o eliminarne le asimmetrie. Con un risultato che si traduce in un *refreshing* immediato (richiede meno di un'ora) del volto, che riacquista i volumi e i contorni del viso 'giovane', in modo estremamente naturale. Oggi con tecniche affinate, nuove soluzioni e un comfort maggiore.

Restylane Sub-Q più facile con l'ago

Niente anestetico, niente più cannula. Il trattamento con **Restylane Sub-Q**, il NASHA™ più compatto, adatto per aumentare il volume degli zigomi e scolpire la forma del mento, si semplifica e diventa più *easy*. Se inizialmente per infiltrare **Restylane Sub-Q** nella sua corretta collocazione (in profondità sotto il derma, direttamente sopra il periosteo) si ricorreva a una micro-cannula da inserire dopo una leggera anestesia locale, ora è sufficiente una semplice siringa con l'ago. Grazie al perfezionamento della tecnica iniettiva, dovuta all'esperienza e alla lunga pratica dei medici estetici, chirurghi e dermatologi che ormai ben conoscono la versatilità di Restylane e tutti i vantaggi del suo utilizzo, anche il ripristino dei volumi e delle giuste simmetrie del volto, così importanti per restituire al viso un aspetto tonico e fresco, diventa facile come il trattamento di una ruga.

Restylane e Restylane Perlane Lidocaine, stop al dolore

Accanto alla versione 'tradizionale', **Restylane** e **Restylane Perlane** oggi presentano, in anteprima al XXX° Congresso S.I.M.E., anche una versione '*comfort*', per ridurre il fastidio e quindi il timore che accompagna la procedura iniettiva, nonostante essa non sia tale da richiedere, nella maggioranza dei casi, alcun tipo di

intervento analgesico. **Restylane** e **Restylane Perlane Lidocaine**, pur mantenendo inalterate la qualità, la sicurezza e le *performances* del gel NASHA™, contengono un anestetico locale (lidocaina, appunto) in grado di interrompere la trasmissione del dolore al sistema nervoso. Opportunamente dosato, offre, insieme a una buona attività anestetica profonda e di superficie, la massima sicurezza d'impiego. Così il trattamento diventa assolutamente accettabile anche per i soggetti più emotivi e per chi associa l'idea del dolore alle pratiche iniettive. Con un risultato di massima confortevolezza, anche psicologica..

Ringiovanire

Restylane Vital, la linea di acido ialuronico NASHA™ formulata per rispondere ai differenti bisogni di apporto idrico nel derma, comprende due prodotti destinati a zone diverse e a diversi tipi di pelle, **Restylane Vital** (gel viscoso) e **Restylane Vital Light**, (più fluido e leggero). Iniettati nel derma con una serie di micro-iniezioni distanziate di circa un centimetro, i prodotti Restylane Vital idratano in profondità con effetto *long lasting*, regolando l'equilibrio idrico grazie alla capacità dinamica di legare acqua (**Hydrobalance**) e restituendo alla pelle un aspetto fresco, luminoso e sano.

Restylane Vital attenua le rughe superficiali, dona tono e compattezza e migliora l'elasticità della pelle, mentre **Restylane Vital Light** la distende e ne migliora la trama. E' più adatto alle pelli più giovani, alle pelli sottili, delicate, meno fotodanneggiate.

Restylane Vital Light Injector, una 'penna' iniettiva al posto della siringa

Massima confortevolezza e *performances* migliori nei trattamenti di idratazione profonda con **Restylane Vital Light**, si ottengono oggi con una speciale 'penna' dal design ergonomico, munita di un minuscolo ago, che può sostituire la siringa tradizionale. Il nuovo strumento iniettivo, brevettato da **Q-Med**, è **Restylane Vital Light Injector**, un dispositivo che permette di trattare anche zone estese con una distribuzione del prodotto 'a tappeto' perfetta e omogenea. Diventa così più sicuro e più facile il trattamento della pelle particolarmente delicata o sensibile e delle zone, come collo, spalle, décolleté e dorso delle mani, dove la cute è più sottile. **Restylane Vital Light Injector** consente la distribuzione e il dosaggio del gel NASHA™ in modo assolutamente uniforme. Il medico deve solo preoccuparsi di posizionare il dispositivo alla corretta profondità: il dispositivo rilascerà il prodotto dosandone la quantità in piccolissime gocce, tutte perfettamente uguali, che nel derma si comporteranno come micro-spugne, rilasciando o richiamando acqua secondo il bisogno. Un trattamento prezioso per la salute della pelle che diventa così meno fastidioso e con tempi d'applicazione dimezzati,

Info: numero verde 800.216207 - www.restylane.it